

Medidas de preparación de la Central de Reprocesamiento de dispositivos médicos (CRDM) Post-Covid

LISTA DE VERIFICACION

COVID-19 ha puesto el mundo tal y como lo conocemos al revés. Los hospitales han pasado en gran medida a la planificación de emergencias y se han postergado las cirugías no esenciales. Es esperable que el número de intervenciones quirúrgicas en los hospitales aumente significativamente en un futuro próximo, y con ello la utilización de la capacidad de la Central de reprocesamiento de dispositivos médicos.



Planificación de personal y procesos de trabajo

- Limpieza preliminar, desinfección y organización de la CRDM
- Coordinar en conjunto con el quirófano lo más lejos posible en el futuro para evaluar las necesidades de la CRDM
- Evaluar la capacidad de la CRDM e identificar posibles enfoques para aumentar la capacidad
- Revisión del equipo - uso actual y potencial uso futuro
- Evaluar las necesidades de personal y las posibles necesidades de capacitación de personal adicional
- Evaluar el rendimiento de la CRDM para encontrar y resolver los cuellos de botella en los flujos de trabajo
- Evaluación de las existencias de material en el almacén estéril / almacén intermedio estéril en vista del aumento previsto de la demanda
- Revisar los instrumentos que requieren reparación o reemplazo
- Evaluar la necesidad de kits de préstamo y contactar a los proveedores para establecer un plan de entrega y recogida



Preparación del equipamiento

- Compruebe la funcionalidad de todos los dispositivos que puedan haberse detenido/ fallado (según el manual de instrucciones)
- Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo de los dispositivos lo más rápidamente posible
- Comprobar y reparar los accesorios del equipo como: rack de carga y los carros de transporte con sus accesorios.
- Si el servicio es llevado a cabo por su técnico interno, involúcrelo en la planificación en una etapa temprana
- Apéguese a los planes de renovación o a las nuevas instalaciones en la medida de lo posible para evitar futuros cuellos de botella.



Materiales consumibles

- Si ha sido temporalmente necesario implementar reprocesamiento de artículos de uso único (por ej.: EPP) por desabastecimiento, defina una fecha de término de reprocesamiento de emergencia.
- Compruebe el suministro interno de agentes de limpieza y desinfectantes para su equipo
- Elimine todos los agentes de limpieza y desinfectantes caducados o a punto de caducar
- Deseche todos los detergentes y desinfectantes abiertos que hayan superado la vida útil recomendada
- Determinar la demanda adicional de agentes de limpieza y desinfección debido a la mayor carga de trabajo
- Notificar a la cadena de suministro la necesidad de reemplazo y de inventario adicional

Estamos aquí para ti.

Contacte con el Servicio de Belimed para establecer chequeos de bienestar o visitas para el mantenimiento preventivo.

Visítenos en www.belimed.com/coronavirus para más informaciones.