

Medidas de preparo da Central de Material e Esterilização – (CME) Pós-Covid

LISTA DE VERIFICAÇÃO

COVID-19 colocou o mundo inteiro de cabeça para baixo. Os hospitais tiveram que se adequar e priorizar o atendimento das emergências e as cirurgias eletivas foram postergadas. Portanto, é esperado que o número de procedimentos cirúrgicos nos hospitais aumentem significativamente em um futuro próximo, e com isso, a utilização dos recursos e da capacidade da Central de Material e Esterilização para processar os dispositivos médicos.



Planejamento de pessoal e procesos de trabalho

- Pré-Limpeza, desinfecção e organização da CME
- Coordenar atividades em conjunto com o Centro Cirúrgico e avaliar as necessidades da CME
- Avaliar a capacidade da CME e identificar possíveis mudanças para aumentar a capacidade
- Revisão dos equipamentos – uso atual e potencial uso futuro
- Avaliar as necessidades dos profissionais e as possíveis necessidades de capacitação de novos funcionários
- Avaliar o serviço de CME para melhorar o rendimento dos fluxos de trabalho e resolver problemas
- Avaliação dos estoques de material estéril / estoque de material estéril de fornecedores tendo em vista o aumento previsto da demanda
- Revisar os instrumentais que requerem reparo ou substituição
- Avaliar a necessidade de materiais de OPME e contactar os fornecedores para estabelecer um plano de atendimento



Preparo do Equipamento

- Comprove a funcionalidade de todos os dispositivos que podem ter se deteriorado / apresentado falha por inatividade (de acordo com o manual de instruções)
- Realizar a manutenção preventiva dos equipamentos o mais rápido possível
- Conferir e reparar os acessórios dos equipamentos como: rack de carga e os carros de transporte e seus acessórios.
- Caso a sua unidade seja atendida por uma equipe interna de manutenção, organizem um plano de atendimento no caso da CME funcionar por mais horas
- Considere limpar as câmaras das autoclaves
- Mantenha os planos de instalação de equipamentos / revisão / validação (o máximo possível) para não interferir no rendimento da sua capacidade.



Materiais consumíveis

- Caso tenha sido necessário implementar temporariamente o processamento de artigos de uso único (por ex. EPI) por conta de desabastecimento, defina uma data limite para cessar estes processamentos de emergência.
- Confirme o seu estoque de agentes de limpeza e desinfecção
- Elimine qualquer detergente vencido ou com a data de validade próxima ao vencimento
- Descarte todos os detergentes e desinfetantes abertos que ultrapassaram seu tempo de vida útil recomendado
- Definir a demanda adicional de agentes de limpeza e desinfecção devido a maior carga de trabalho
- Notificar os repositores de estoque as necessidades abastecimento e inventário adicional se necessário.

Estamos aqui por você.

Contate o Serviço da Belimed para estabelecer revisões e visitas para a manutenção preventiva..

Veja mais em www.belimed.com/coronavirus para mais informações.