

5 oktober 2020

Aan onze zeer gewaardeerde klanten

De wereldwijde pandemie genaamd COVID-19 heeft ongekende uitdagingen gecreëerd voor de patiëntenzorg en de veiligheid van het personeel. Als uw partner voor infectiebestrijding hebben we samengewerkt met fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen en bevoegde instanties om oplossingen te vinden voor uw meest urgente behoeften.

3M heeft de Belimed stoom-decontaminatiemethode goedgekeurd voor de tijdelijke herverwerking van specifieke groepen N95/FFP medische mondmaskers. Dit biedt een meer betrouwbaardere en duidelijkere optie om het merendeel van de gangbare plat gevouwen 3M® mondmaskers (zie de typenummers hieronder¹) één (1) keer te decontamineren met behulp van Belimed stoomsterilisatoren, type MST-V en MST-H.

Stoom decontaminatie van N95 mondmaskers kan de beschikbaarheid van de compatibele 3M-mondmaskers verdubbelen tijdens een tekort aan voorraad in elk ziekenhuis dat een Belimed Stoomsterilisator MST-H of MST-V heeft.

Uit tests is gebleken dat de compatibele mondmaskers effectief worden ontsmet. Bovendien werd door de fabrikant, 3M, getest en bevestigd dat dit proces geen invloed heeft op de vorm, de pasvorm of de functie van de mondmaskers, noch de materialen van de constructie verandert na één toepassing. Het servicepersoneel van Belimed zal het programma moeten installeren om dit ontsmettingsproces uit te voeren. Neem contact op met uw lokale Belimed service support met het serienummer van de Belimed stoomsterilisator, type MST-V of MST-H om deze service te laten uitvoeren.

Om klanten in de gezondheidszorg door dit proces te helpen navigeren, heeft Belimed onze COVID-19-pagina bijgewerkt die alle vereiste informatie bevat over hoe de mondmaskers voor te bereiden op decontaminatie in de Belimed-stoomsterilisator, type MST-V of MST-H.

Voordat u het Mask 250/ Prevac 121 programma gebruikt, dient u de instructies voor de gezondheidszorg en het personeel op onze webpagina door te nemen en de instructies voor het gebruik van deze toepassing te volgen. Deze documenten bevinden zich op de webpagina van COVID-19.

Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw Belimed account manager, een servicemedewerker of stuur uw vragen rechtstreeks naar Belimed.

Belimed blijft zich inzetten om samen met u te zorgen voor een optimale patiëntenzorg in deze pandemie en in de toekomst. We willen ook een ieder van jullie bedanken voor wat jullie doen om onze maatschappij en landen veilig te houden in deze lastige tijd.

Met vriendelijke groet,

Belimed AG

¹ compatibele mondmaskers modellen zijn 3M® 1804, 1804S, 1805, 1805S, 1862+, 1863+, 1870+, 9205+, 9210+, 9320+ en 9330+ NIOSH-goedgekeurde N95 mondmaskers (zie ook de laatste versie van 3M's Technisch Bulletin).